バクテリオファージを用いた ウイルス洗浄評価用インジケータの開発

太平化学産業



島田太一1, 倉本恭行1, 渡辺嘉2, 〇山内朝夫2 (1太平化学産業(株),2(地独)大阪産業技術研究所)

目的・これまで

(1.5 cm×5.0 cm)

ウイルスの形状

→ 今時に一当の・ タンパク質の集合体(●は宿主菌に吸着するタンパク質)

ヒトに対する 病原性ウイルス

(特定の細菌のみに感染)

:脂質膜

目に見えないウイルスの汚染状況を把握することは難しい。また、除去にはウ イルスのタイプに適合する洗浄剤が必要である。これらを解決する手段として、 本研究ではヒトに感染しないバクテリオファージをウイルスの代替に用いたインジ ケータを開発した。



風乾(3h)

ノンエンベロープ

アデノウイルス

Qβファージ (宿主菌: Escherichia coli)

ウイルス洗浄評価用 インジケータ * 剝離防止剤: 4.0 w/v% 牛血清アルブミン (BSA)

エンベローブ

B型肝炎ウイルス

Φ6ファージ (宿主菌: *Pseudomonas syringae*)

使用したファージ

Φ6ファージを代替とするB型肝炎ウイルスの洗浄評価

浸漬洗浄 回収 残存ファージの計測 27 ℃ 30分間 拭き取り 培地に溶出

洗浄液 (50 mL)

プラーク形成 (1.0 mL)

	製品A		製品B	
	2倍希釈	10倍希釈	10倍希釈	100倍希釈
抗B型肝炎ウイルス活性値 ※1	2.8	0	3.1	0.1
Φ6ファージ塗布インジケータの洗浄度 *2	>4.0	1.1	>4.0	1.2

- ※1 試験液にHBV添加後のウイルス感染価における対数減少値
- ※2 インジケータを試験液に浸漬後、残存するφ6ファージの感染価における対数減少値



歯科用洗浄剤

島田ら:日本防菌防黴学会第51回年次大会要旨集, p. 58 (2024). 特開2025-2112:抗ウイルス評価用組成物、抗ウイルス評価用インジケー -、抗ウイルス評価方法及び洗浄条件の探索方法

- ・異種ファージでもインジケータが作製できるか?
 - ・洗浄方法の違いはあるか?


異種ファージを塗布したインジケータ



薬剤濃度: 0.01 w/v%

洗浄度: Log{(水浸漬後のファージ残存数)/(試験液浸漬後のファージ残存数)}

Φ6ファージ



浸清後

c.f.) 各種薬剤の抗ウイルス活性値

洗浄剤	ファージ		
かいチ月リ	Qβ	Φ6	
TritonX-100	0.3	4.4	
塩化ベンザルコニウム	3.5	3.7	

抗ウイルス活性値: Log{(水添加後の感染価)/(薬剤添加後の感染価)}

・インジケータの洗浄度は薬剤の抗ウイルス活性値に対応していた。 ・ファージあるいは薬剤の種類で洗浄度が異なっていた。

🍑 異種ファージでもインジケータが作製できた。

洗浄剤開発における薬剤スクリーニング に本インジケータは利用できる。

洗浄方法による違い・

拭き取り洗浄法

A: 薬剤液を含浸したガーゼで拭き取り

ガーゼ (0.9g, 14x24cm) に試験液 (9.4g)を含浸後、 摩擦試験機に装着してインジケータ表面を拭き取る。

終剤液をスプレー後に乾燥ガーゼで拭き取り


インジケータから30cm離れた距離から試験液(1.47g, 2push)をスプレーし、乾燥ガーゼでインジケータを拭き取る。



摩擦試験機

インジケータとの接触面(2.0x1.0cm, 長方形)にガーゼ を挿入し、荷重160g重で7.8cmを4往復した(計12秒)。

ファージ:Φ6 薬剤:塩化ベンザルコニウム(0.01 w/v%)



同じ薬剤でも洗浄方法で 異なっていた。

本インジケータを実環境に設置す ることでウイルスの洗浄・汚染状 況を把握する手段として衛生面で も応用できる。

市販洗浄液の評価

市販洗浄剤	Qβ		Ф6	
	浸漬	拭き取りA	浸漬	拭き取りA
タイフレッシュ・エースNEO II *1	4.5	2.7	5.4	2.3
タイフレッシュ・ミスト・プラス※2	2.6	2.6	5.4	1.6
タイフレッシュ・ウェットワイパー※3	-	1.0	-	2.6

- ※1 (10倍希釈)サリチル酸、N-アルキルアミノプロピルグリシン、非イオン系界面活性剤、陰イオン系界面活性剤、防錆剤※2 N-アルキルアミノプロピルグリシン、エタノール孟宗竹エキス、抗菌剤※3 エタノール、孟宗竹エキス 他で不織布シートに浸漬させた製品



- 1は、いずれのタイプのファージにも効果があった。
- *2は、Φ6ファージ対する効果が高いが、ふき取りでは Qβに対する効果の方が高かった。
- *3は、ふき取りでΦ6に対する効果が最も高かった。

市販品でもウイルスに対する効果を特徴付けることができた。

本インジケータで評価することで、用途に見合ったウイルス洗浄剤を 開発できる。