

TAIHEI CHEMICAL

業務用



さわやかなミントの香り

バキューム・スピットン
いつもきれいに！



NAP-30^{※1} 界面活性剤、防錆剤、天然消臭エキス
パイプ・バキューム
・スピットン清浄液

※1: N-アルキルアミノプロピルグリシン

折りたたんで捨てられる
減容ボトルを採用。

2L 3,700円
4L 6,800円

(税別、希望小売価格)



TAI
FRESH

CLEAN αII

確かな防錆効果と消泡性！

TAI
FRESH
CLEAN α II

消泡性

タイフレッシュ・クリーンαⅡの泡立ち試験

10倍希釈液50mLを室温にて1分間激しく振とうさせた後、泡立ちの経時変化を観察した。

経過時間

直 後

30秒後

60秒後



防錆効果

タイフレッシュ・クリーンαⅡの防錆効果試験

試験片を10倍希釈した試験液に全浸漬し、室温で2日後の影響を以下の基準で評価した。

【試験片：表面変化、液：溶出の有無等】

《評価》

－：全く変化なし

±：ごく僅かな変化

＋：明らかな変化

(明らかな変色、部分的な腐食)

++：顕著な腐食

	鉄	真鍮	SUS304	SUS430
クリーン α II				
評価	－	－	－	－
脱塩水				
評価	++	+	－	－

芳香


さわやかなミントの香りで診療時に不快感を与えません！

使用方法

■排水パイプ・スピットンの場合



診療終了後、原液～10倍希釈液をコップ1杯(約200mL)流し、翌朝まで放置する。
翌朝、診療開始前に水を流す。




■バキューム・排唾管の場合



診療終了後、10倍希釈液コップ1杯(約200mL)を吸引させて、翌朝まで放置する。
翌朝、診療開始前に水をじゅうぶん吸引させ汚れを落とす。

■バキュームチップの場合



原液～10倍希釈液に30分以上浸漬後、水洗いする。

使用前に製品の注意事項をよくお読みください。

NAP-30 化学名:N-アルキルアミノプロピルグリシン

欧州での関連法令である殺生物製品指令BPD(98/8/EC)に登録されている、唯一の両性界面活性剤です。

※詳しい内容は弊社ホームページをご覧ください。

《発売元》

High Technology & Sincerity

⊗ 太平化学産業株式会社

本 社 〒540-0039 大阪市中央区東高麗橋1-19 TEL.06-6942-7241

東京支店 〒103-0023 東京都中央区日本橋本町3-7-2

MFPR日本橋本町ビル5階 TEL.03-6206-2203

URL <http://www.taihei-chem.co.jp/>

●お問い合わせは